

凝血八项非定值质控品赋值表
(批号：水平 3 202408002)

项目	仪器型号	单位	水平 3	
			靶值	范围
活化部分凝血活酶时间 (APTT)	Sysmex CS-5100	Seconds	95.8	76.6~115.0
	Werfen ACLTOP750	Seconds	65.7	52.6~78.8
	Mindray CX-6200	Seconds	111.5	89.2~133.8
	Mindray ExC810	Seconds	151.9	121.5~182.3
	Stago STA-R Evoiution	Seconds	94.7	75.8~113.7
	Rayto RAC2890	Seconds	111.4	89.1~133.7
	Succeeder SF-8100	Seconds	79.8	63.9~95.8
凝血酶原时间 (PT)	Sysmex CS-5100	Seconds	37.1	29.7~44.5
	Werfen ACLTOP750	Seconds	46.3	37.0~55.5
	Mindray CX-6200	Seconds	31.5	25.2~37.8
	Mindray ExC810	Seconds	31.5	25.2~37.8
	Stago STA-R Evoiution	Seconds	39.9	31.9~47.8
	Rayto RAC2890	Seconds	33.9	27.1~40.6
	Succeeder SF-8100	Seconds	44.6	35.7~53.5
凝血酶原时间 (PT) (INR)	Sysmex CS-5100	INR	3.36	2.69~4.03
	Werfen ACLTOP750	INR	4.39	3.51~5.27
	Mindray CX-6200	INR	2.82	2.26~3.38
	Mindray ExC810	INR	2.53	2.02~3.04
	Rayto RAC2890	INR	2.82	2.26~3.38
	Stago STA-R Evoiution	INR	3.90	3.12~4.68
凝血酶原时间 (PT) (%)	Sysmex CS-5100	%	15.7	12.6~18.8
	Werfen ACLTOP750	%	16.0	12.8~19.2
	Mindray CX-6200	%	26.2	20.9~31.4
	Mindray ExC810	%	21.4	17.1~25.7
	Stago STA-R Evoiution	%	18.3	14.7~22.0
凝血酶时间 (TT)	Sysmex CS-5100	Seconds	16.3	13.1~19.6
	Werfen ACLTOP750	Seconds	28.6	22.8~34.3
	Mindray CX-6200	Seconds	31.8	25.4~38.2
	Mindray ExC810	Seconds	25.7	20.5~30.8

	Stago STA-R Evoiution	Seconds	16.0	12.8~19.2
	Rayto RAC2890	Seconds	28.7	22.9~34.4
	Succeeder SF-8100	Seconds	17.3	13.9~20.8
抗凝血酶 III（AT-III）	Sysmex CS-5100	%	25.7	20.6~30.9
	Werfen ACLTOP750	%	28.0	22.4~33.6
	Mindray CX-6200	%	29.1	23.3~34.9
	Mindray ExC810	%	26.0	20.8~31.2
	Stago STA-R Evoiution	%	38.3	30.7~46.0
	Rayto RAC2890	%	20.0	16.0~24.0
D-二聚体（D-Dimer） （FEU）	Sysmex CS-5100	mg/L	4.95	3.96~5.94
	Mindray CX-6200	ng/mL	4417.0	3533.6~5300.3
	Mindray ExC810	µg/mL	5.66	4.53~6.79
	Stago STA-R Evoiution	mg/L	2.10	1.68~2.52
	Rayto RAC2890	mg/L	3.55	2.84~4.26
	Succeeder SF-8100	µg/mL	1.72	1.38~2.06
D-二聚体（D-Dimer） （DDU）	Werfen ACLTOP750	ng/mL	1163.5	930.8~1396.2
纤维蛋白（原）降解产物 （FDP）	Sysmex CS-5100	mg/L	12.41	9.93~14.89
	Mindray CX-6200	µg/mL	9.29	7.43~11.15
	Mindray ExC810	µg/mL	8.56	6.85~10.27
	Stago STA-R Evoiution	µg/mL	8.10	6.48~9.72
	Rayto RAC2890	mg/L	11.16	8.93~13.39
纤维蛋白原（FIB）	Sysmex CS-5100	g/L	1.11	0.89~1.33
	Werfen ACLTOP750	g/L	1.12	0.90~1.34
	Mindray CX-6200	mg/dL	125.8	100.7~151
	Mindray ExC810	mg/dL	136.3	109.1~163.6
	Stago STA-R Evoiution	g/L	1.33	1.10~1.60
	Rayto RAC2890	g/L	1.11	0.89~1.33
	Succeeder SF-8100	g/L	1.43	1.14~1.72
纤溶酶原（PLG）	Werfen ACLTOP750	%	24.0	19.2~28.8

注：以上靶值及范围具有批特异性，仅供本批质控品参考。因所用技术、仪器、试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据，根据良好的实验室规范要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值和可接受范围。