

肿瘤标志物复合非定值质控品赋值表
(批号: 水平 2: 202408001)

项目	仪器型号	方法学	单位	水平 2	
				靶值	范围
AFP	Roche cobas e 411	电化学发光法	IU/mL	49.0	34.3-63.7
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	60.4	42.2-78.5
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	52.8	36.9-68.6
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	51.5	36.1-67.0
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	51.8	36.2-67.3
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	45.7	32.0-59.4
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	ng/mL	48.5	33.9-63.0
CEA	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	20.6	14.4-26.8
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	22.5	15.8-29.3
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	20.5	14.3-26.6
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	47.0	32.9-61.1
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	39.9	27.9-51.8
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/ml	34.8	24.4-45.3
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	ng/mL	36.7	25.7-47.7
CA125	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	64.0	44.8-83.2
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	62.4	43.7-81.1
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	U/mL	95.7	67.0-124
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	U/mL	126	88.3-164
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	U/mL	80.6	56.4-105
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	U/mL	78.7	55.1-102
CA19-9	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	69.0	48.3-89.8
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	79.3	55.5-103
	Roche cobas e 602	电化学发光法	U/mL	66.5	46.6-86.5
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	U/mL	73.9	51.7-96.1
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	U/mL	588	412-765
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	U/mL	104	72.9-135
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	U/mL	63.4	44.4-82.5
CA15-3	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	57.9	40.5-75.3
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	59.0	41.3-76.6
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	IU/mL	60.7	42.5-79.0
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	U/mL	64.0	44.8-83.1
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	U/mL	23.3	16.3-30.3
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	U/mL	58.7	41.1-76.3
CA72-4	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	17.9	12.5-23.3
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	19.1	13.4-24.8
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	U/mL	12.3	8.60-16.0
CA50	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	U/mL	50.2	35.1-65.2
CA242	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	U/mL	16.5	11.6-21.5

tPSA	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	3.23	2.26-4.20
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	4.07	2.85-5.28
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	4.11	2.88-5.34
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	3.44	2.41-4.48
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	3.18	2.23-4.14
	Beckman Coulter Unicel Dxl 800	化学发光法	ng/mL	4.49	3.14-5.83
fPSA	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	1.92	1.34-2.49
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	3.54	2.47-4.60
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	3.69	2.58-4.79
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	3.04	2.13-3.96
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	3.78	2.65-4.92
	Beckman Coulter Unicel Dxl 800	化学发光法	ng/mL	4.97	3.48-6.45
FERR	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	284	199-369
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	334	234-434
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	352	246-457
	Beckman Coulter Unicel Dxl 800	化学发光法	ng/mL	270	189-351
	AutoLumo A6200	化学发光法	ng/mL	442	309-574
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	394	276-512
β2-MG	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	μg/mL	2.10	1.47-2.72
	LABOSPECT 008AS	乳胶免疫比浊法	mg/L	3.57	2.50-4.64
CYFRA 21-1	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	26.5	18.5-34.4
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	23.2	16.2-30.2
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	29.3	20.5-38.0
hCG-β	Roche cobas e 411	电化学发光法	mIU/mL	54.5	38.1-70.8
	Roche cobas e 801	电化学发光法	mIU/mL	52.1	36.4-67.7
	Roche cobas e 602	电化学发光法	mIU/ml	57.7	40.4-75.0
	Abbott ARCHITECT i1000SR	化学发光法	mIU/mL	65.9	46.1-85.7
	Maccura i 3000S	化学发光法	mIU/mL	54.4	38.1-70.7
	Beckman Coulter Unicel Dxl 800	化学发光法	IU/L	70.3	49.2-91.3
NSE	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	26.5	18.5-34.4
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	35.0	24.5-45.4
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	48.7	34.1-63.3
Tg	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	51.9	36.3-67.5
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	48.8	34.2-63.4
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	42.8	30.0-55.7
	Beckman Coulter Unicel Dxl 800	化学发光法	ng/mL	50.4	35.3-65.6
PRL	Roche cobas e 411	电化学发光法	μIU/mL	597	418-777
	Roche cobas e 801	电化学发光法	μIU/mL	537	376-698
	KANGRUN Kaeser 6600	化学发光法	ng/mL	32.6	22.8-42.4
	AutoLumo A6200	化学发光法	μIU/mL	710	497-923
	Maccura i 3000S	化学发光法	ng/mL	23.8	16.6-30.9
PAP	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	9.94	6.96-12.9
Calcitonin	Roche cobas e 411	电化学发光法	pg/mL	190	133-247
	Mindray CL-6200i	化学发光法	pg/ml	145	102-189
S-100	Roche cobas e 411	电化学发光法	μg/ L	/	/

HE4	Roche cobas e 411	电化学发光法	pmol/L	93.7	65.6-122
	Roche cobas e 801	电化学发光法	pmol/L	120	84.0-156
	Mindray CL-6200i	化学发光法	pmol/L	106	74.3-138
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	pmol/L	136	95.4-177
SCC	Roche cobas e 411	化学发光法	ng/mL	9.19	6.43-12.0
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	9.90	6.93-12.9
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	44.0	30.8-57.2
pro-GRP	Roche cobas e 411	电化学发光法	pg/mL	232	162-301
	Roche cobas e 801	电化学发光法	pg/mL	193	135-251
	Maccura i 3000S	化学发光法	pg/mL	102	71.5-133
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	pg/ml	121	84.7-157
	AutoLumo A2000	化学发光法	pg/mL	118	82.9-154
PGI	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	60.6	42.4-78.7
	AutoLumo A2000	化学发光法	ng/mL	34.5	24.2-44.9
PGII	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	16.4	11.4-21.3
	AutoLumo A2000	化学发光法	ng/mL	11.0	7.70-14.3

注：以上靶值及范围具有批特异性，仅供本批质控品参考。因所用技术、仪器、试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据，根据良好的实验室规范要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值和可接受范围。