

肿瘤标志物复合非定值质控品赋值表
(批号: 水平 3: 202409001)

项目	仪器型号	方法学	单位	水平 3	
				靶值	范围
AFP	Roche cobas e 411	电化学发光法	IU/mL	227	159-296
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	226	158-294
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	194	136-252
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	199	139-259
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	187	131-243
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	164	115-213
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	ng/mL	173	121-225
CEA	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	57.3	40.1-74.5
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	61.7	43.2-80.2
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	58.4	40.9-75.9
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	138	96.6-179
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	127	88.9-165
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/ml	109	76.3-142
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	ng/mL	108	75.5-140
CA125	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	237	166-308
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	196	137-255
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	U/mL	290	203-377
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	U/mL	374	262-486
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	U/mL	257	180-334
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	U/mL	254	178-330
CA19-9	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	188	132-244
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	187	131-243
	Roche cobas e 602	电化学发光法	U/mL	156	109-203
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	U/mL	169	118-220
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	U/mL	1500	1050-1950
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	U/mL	280	196-364
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	U/mL	200	140-260
CA15-3	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	123	86.1-160
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	115	80.5-150
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	IU/mL	132	92.4-172
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	U/mL	119	83.3-155
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	U/mL	48.3	33.8-62.8
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	U/mL	113	78.8-146
CA72-4	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	65.8	46.1-85.5
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	64.9	45.4-84.4
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	U/mL	31.8	22.3-41.3
CA50	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	U/mL	120	84.3-157
CA242	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	U/mL	32.5	22.8-42.3

tPSA	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	13.9	9.73-18.1
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	13.7	9.59-17.8
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	13.9	9.73-18.1
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	12.4	8.68-16.1
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	11.4	7.98-14.8
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	14.5	10.2-18.9
fPSA	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	12.4	8.68-16.1
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	12.1	8.48-15.8
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	12.5	8.72-16.2
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	10.9	7.61-14.1
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	13.0	9.10-16.9
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	16.7	11.7-21.7
FERR	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	871	610-1132
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	699	489-909
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	877	614-1140
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	722	505-939
	AutoLumo A6200	化学发光法	ng/mL	989	692-1286
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	1044	731-1357
β2-MG	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	μg/mL	5.31	3.72-6.90
	LABOSPECT 008AS	乳胶免疫比浊法	mg/L	7.71	5.40-10.0
CYFRA 21-1	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	87.4	61.2-114
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	81.7	57.2-106
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	153	107-199
hCG-β	Roche cobas e 411	电化学发光法	mIU/mL	271	190-352
	Roche cobas e 801	电化学发光法	mIU/mL	223	156-290
	Roche cobas e 602	电化学发光法	mIU/ml	231	162-300
	Abbott ARCHITECT i1000SR	化学发光法	mIU/mL	311	218-404
	Maccura i 3000S	化学发光法	mIU/mL	253	177-329
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	IU/L	241	169-313
NSE	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	70.3	49.2-91.4
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	91.4	64.0-119
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	141	98.6-183
Tg	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	184	129-239
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	157	110-204
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	167	117-217
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	156	109-203
PRL	Roche cobas e 411	电化学发光法	μIU/mL	3533	2473-4593
	Roche cobas e 801	电化学发光法	μIU/mL	3411	2388-4434
	KANGRUN Kaeser 6600	化学发光法	ng/mL	183	128-237
	AutoLumo A6200	化学发光法	μIU/mL	3811	2668-4954
	Maccura i 3000S	化学发光法	ng/mL	147	103-191
PAP	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	50.3	35.2-65.4
Calcitonin	Roche cobas e 411	电化学发光法	pg/mL	801	561-1041
	Mindray CL-6200i	化学发光法	pg/ml	543	380-706
S-100	Roche cobas e 411	电化学发光法	μg/ L	4.44	3.11-5.77

HE4	Roche cobas e 411	电化学发光法	pmol/L	842	589-1095
	Roche cobas e 801	电化学发光法	pmol/L	753	527-979
	Mindray CL-6200i	化学发光法	pmol/L	681	477-885
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	pmol/L	974	682-1266
SCC	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	14.3	10.0-18.6
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	14.5	10.1-18.8
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	59.9	41.9-77.8
pro-GRP	Roche cobas e 411	电化学发光法	pg/mL	2077	1454-2700
	Roche cobas e 801	电化学发光法	pg/mL	2012	1408-2616
	Maccura i 3000S	化学发光法	pg/mL	1186	830-1542
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	pg/ml	1399	979-1819
	AutoLumo A2000	化学发光法	pg/mL	1192	834-1550
PGI	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	104	72.8-135
	AutoLumo A2000	化学发光法	ng/mL	67.8	47.5-88.1
PGII	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	42.9	30.0-55.8
	AutoLumo A2000	化学发光法	ng/mL	24.9	17.4-32.4

注：以上靶值及范围具有批特异性，仅供本批质控品参考。因所用技术、仪器、试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据，根据良好的实验室规范要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值和可接受范围。