

肿瘤标志物复合非定值质控品赋值表
(批号: 水平 2: 202408002)

项目	仪器型号	方法学	单位	水平 2	
				靶值	范围
AFP	Roche cobas e 411	电化学发光法	IU/mL	70.4	49.3-91.5
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	70.5	49.4-91.7
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	62.5	43.8-81.3
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	59.8	41.9-77.7
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	59.3	41.5-77.1
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	53.7	37.6-69.8
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	ng/mL	57.2	40.1-74.4
	Mindray CL-8000i	化学发光法	ng/mL	64.6	45.2-84.0
CEA	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	17.8	12.5-23.2
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	17.9	12.5-23.3
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	17.2	12.0-22.3
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	40.5	28.3-52.6
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	33.9	23.7-44.0
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	28.7	20.1-37.4
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	ng/mL	31.4	22.0-40.8
	Mindray CL-8000i	化学发光法	µg/L	47.9	33.5-62.3
CA125	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	73.7	51.6-95.9
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	61.9	43.3-80.5
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	U/mL	92.7	64.9-120
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	U/mL	125	87.2-162
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	U/mL	78.3	54.8-102
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	U/mL	83.0	58.1-108
	Mindray CL-8000i	化学发光法	U/mL	137	95.9-178
CA19-9	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	87.2	61.0-113
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	87.8	61.5-114
	Roche cobas e 602	电化学发光法	U/mL	73.8	51.7-96.0
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	U/mL	80.2	56.1-104
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	U/mL	718	503-934
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	U/mL	124	86.6-161
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	U/mL	89.8	62.8-117
	Mindray CL-8000i	化学发光法	U/mL	67.2	47.1-87.4

CA15-3	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	60.7	42.5-78.8
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	54.5	38.1-70.8
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	IU/mL	59.0	41.3-76.7
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	U/mL	61.2	42.8-79.5
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	U/mL	22.3	15.6-28.9
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	U/mL	56.4	39.5-73.4
	Mindray CL-8000i	化学发光法	U/mL	28.0	19.6-36.4
CA72-4	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	20.3	14.2-26.4
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	20.3	14.2-26.3
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	U/mL	11.7	8.19-15.2
	Mindray CL-8000i	化学发光法	U/mL	43.8	30.6-56.9
CA50	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	U/mL	56.7	39.7-73.7
	Mindray CL-8000i	化学发光法	U/mL	40.0	28.0-52.0
CA242	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	U/mL	15.9	11.1-20.7
	Mindray CL-8000i	化学发光法	U/mL	34.2	23.9-44.4
tPSA	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	3.52	2.46-4.58
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	3.41	2.39-4.43
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	3.50	2.45-4.54
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	2.92	2.05-3.80
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	3.07	2.15-3.99
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	3.85	2.70-5.01
	Mindray CL-8000i	化学发光法	ng/mL	4.39	3.07-5.71
fPSA	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	3.12	2.18-4.06
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	3.09	2.16-4.01
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	3.26	2.28-4.24
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	2.60	1.82-3.38
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	3.35	2.35-4.36
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	4.26	2.98-5.53
	Mindray CL-8000i	化学发光法	ng/mL	3.22	2.25-4.18
FERR	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	441	308-573
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	404	283-525
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	420	294-546
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	336	235-436
	AutoLumo A6200	化学发光法	ng/mL	553	387-718
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	530	371-689
	Mindray CL-8000i	化学发光法	µg/L	475	333-618

β2-MG	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	μg/mL	3.02	2.12-3.93
	LABOSPECT 008AS	乳胶免疫比浊法	mg/L	4.51	3.15-5.86
	Mindray BS-800M	胶乳免疫比浊法	mg/L	3.43	2.40-4.46
CYFRA 21-1	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	21.7	15.2-28.2
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	18.5	13.0-24.1
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	23.2	16.2-30.1
	Mindray CL-8000i	化学发光法	ng/mL	13.9	9.73-18.1
hCG-β	Roche cobas e 411	电化学发光法	mIU/mL	73.0	51.1-94.9
	Roche cobas e 801	电化学发光法	mIU/mL	61.7	43.2-80.1
	Roche cobas e 602	电化学发光法	mIU/mL	66.5	46.6-86.5
	Abbott ARCHITECT i1000SR	化学发光法	mIU/mL	72.2	50.6-93.9
	Maccura i 3000S	化学发光法	mIU/mL	67.7	47.4-88.0
	Beckman Coulter Unicel Dxl 800	化学发光法	IU/L	77.9	54.5-101
	Mindray CL-8000i	化学发光法	mIU/mL	106	73.9-137
NSE	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	27.2	19.0-35.3
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	36.2	25.3-47.0
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	50.5	35.4-65.7
	Mindray CL-8000i	化学发光法	ng/mL	18.1	12.7-23.5
Tg	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	52.0	36.4-67.6
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	44.6	31.2-57.9
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	39.6	27.7-51.5
	Beckman Coulter Unicel Dxl 800	化学发光法	ng/mL	48.1	33.6-62.5
	Mindray CL-8000i	化学发光法	ng/mL	42.9	30.0-55.7
PRL	Roche cobas e 411	电化学发光法	μIU/mL	865	605-1124
	Roche cobas e 801	电化学发光法	μIU/mL	813	569-1057
	KANGRUN Kaeser 6600	化学发光法	ng/mL	48.9	34.2-63.5
	AutoLumo A6200	化学发光法	μIU/mL	1006	704-1308
	Maccura i 3000S	化学发光法	ng/mL	35.6	24.9-46.3
PAP	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	10.4	7.28-13.5
Calcitonin	Roche cobas e 411	电化学发光法	pg/mL	166	116-215
	Mindray CL-6200i	化学发光法	pg/ml	104	72.6-135
	Mindray CL-8000i	化学发光法	pg/mL	102	71.7-133
S-100	Roche cobas e 411	电化学发光法	μg/L	0.862	0.603-1.12
HE4	Roche cobas e 411	电化学发光法	pmol/L	103	72.0-134
	Roche cobas e 801	电化学发光法	pmol/L	92.2	64.5-120
	Mindray CL-6200i	化学发光法	pmol/L	81.1	56.7-105
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	pmol/L	101	70.4-131
	Mindray CL-8000i	化学发光法	pmol/L	84.4	59.1-110
SCC	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	6.39	4.47-8.30
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	6.45	4.51-8.38
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	28.2	19.7-36.7
	Mindray CL-8000i	化学发光法	ng/mL	5.04	3.52-6.55

pro-GRP	Roche cobas e 411	电化学发光法	pg/mL	193	135-251
	Roche cobas e 801	电化学发光法	pg/mL	183	128-238
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	pg/mL	119	83.3-155
	AutoLumo A2000	化学发光法	pg/mL	117	82.0-152
	Mindray CL-8000i	化学发光法	pg/mL	138	96.6-179
	Maccura i 3000S	化学发光法	pg/mL	76.1	53.3-99.0
PGI	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	57.2	40.1-74.4
	AutoLumo A2000	化学发光法	ng/mL	35.6	24.9-46.2
	Mindray CL-6000i	化学发光法	ng/mL	44.0	30.8-57.2
PGII	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	16.2	11.4-21.1
	AutoLumo A2000	化学发光法	ng/mL	10.3	7.21-13.4
	Mindray CL-6000i	化学发光法	ng/mL	11.0	7.70-14.3

注：以上靶值及范围具有批特异性，仅供本批质控品参考。因所用技术、仪器、试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据，根据良好的实验室规范要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值和可接受范围。