

肿瘤标志物复合非定值质控品赋值表

(批号: 水平 3: 202502001)

项目	仪器型号	方法学	单位	水平 3	
				靶值	范围
AFP	Roche cobas e 411	电化学发光法	IU/mL	116	81.2-151
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	158	110-205
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	152	106-197
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	161	113-209
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	136	95.0-176
	Mindray CL-8000i	化学发光法	ng/mL	150	105-194
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	136	95.1-177
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	ng/mL	154	108-200
	Maccura i3000	化学发光法	ng/mL	163	114-212
CEA	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	61.3	42.9-79.6
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	53.7	37.6-69.8
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	58.7	41.1-76.3
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	133	93.1-173
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	128	89.8-167
	Mindray CL-8000i	化学发光法	ng/mL	179	125-233
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	92.3	64.6-120
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	ng/mL	104	72.6-135
	Maccura i3000	化学发光法	ng/mL	83.5	58.5-109
CA125	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	218	153-284
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	185	129-240
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	U/mL	288	202-374
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	U/mL	323	226-420
	Mindray CL-8000i	化学发光法	U/mL	373	261-485
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	U/mL	283	198-368
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	U/mL	218	153-284
	Maccura i3000	化学发光法	U/mL	458	320-595
CA19-9	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	184	129-239
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	179	125-232
	Roche cobas e 602	电化学发光法	U/mL	161	113-209
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	U/mL	155	108-201
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	U/mL	1598	1119-2078
	Mindray CL-8000i	化学发光法	U/mL	147	103-191
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	U/mL	268	188-349
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	U/mL	182	128-237
	Maccura i3000	化学发光法	U/mL	122	85.2-158

CA15-3	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	116	81.2-151
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	110	77.0-143
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	U/mL	129	90.3-168
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	U/mL	113	79.3-147
	Mindray CL-8000i	化学发光法	U/mL	59.5	41.6-77.3
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	U/mL	47.3	33.1-61.5
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	U/mL	77.4	54.2-101
	Maccura i3000	化学发光法	U/mL	81.6	57.1-106
CA72-4	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	66.8	46.7-86.8
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	61.7	43.2-80.1
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	U/mL	27.9	19.5-36.2
	Mindray CL-8000i	化学发光法	KU/L	140	97.9-182
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	U/mL	38.6	27.0-50.2
	Maccura i3000	化学发光法	U/mL	11.7	8.18-15.2
CA50	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	U/mL	122	85.4-159
	Mindray CL-8000i	化学发光法	U/mL	85.9	60.2-112
	Maccura i3000	化学发光法	U/mL	110	77.1-143
CA242	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	U/mL	31.3	21.9-40.7
	Mindray CL-8000i	化学发光法	U/mL	67.2	47.0-87.3
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	U/mL	117	81.8-152
	Maccura i3000	化学发光法	U/mL	70.7	49.5-91.9
tPSA	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	11.9	8.31-15.4
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	10.4	7.25-13.5
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	10.9	7.62-14.1
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	10.0	7.02-13.0
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	8.29	5.80-10.8
	Mindray CL-8000i	化学发光法	μg/L	13.7	9.58-17.8
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	12.6	8.80-16.3
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	ng/mL	12.3	8.61-16.0
	Maccura i3000	化学发光法	ng/mL	9.79	6.85-12.7
fPSA	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	11.1	7.74-14.4
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	10.0	7.03-13.1
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	10.4	7.30-13.6
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	9.26	6.48-12.0
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	10.7	7.46-13.9
	Mindray CL-8000i	化学发光法	μg/L	10.2	7.14-13.3
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	12.3	8.58-15.9
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	ng/mL	10.5	7.36-13.7
	Maccura i3000	化学发光法	ng/mL	9.55	6.68-12.4

FERR	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	804	563-1045
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	617	432-801
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	891	624-1158
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	941	659-1223
	Mindray CL-8000i	化学发光法	μg/L	782	547-1016
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	477	334-620
	AutoLumo A6200	化学发光法	ng/mL	815	571-1060
	Maccura i3000	化学发光法	ng/mL	533	373-693
β2-MG	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	μg/mL	5.53	3.87-7.18
	HITACHI LABOSPECT 008 AS	免疫比浊法	mg/L	8.08	5.66-10.5
	Beckman Coulter AU5800	免疫比浊法	mg/L	6.99	4.89-9.09
	Mindray BS-800M	免疫比浊法	mg/L	6.84	4.79-8.89
CYFRA 21-1	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	72.5	50.8-94.3
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	72.2	50.5-93.9
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	138	96.3-179
	Mindray CL-8000i	化学发光法	μg/L	45.2	31.6-58.7
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	ng/mL	54.4	38.1-70.7
	Maccura i3000	化学发光法	ng/mL	99.5	69.7-129
hCG-β	Roche cobas e 411	电化学发光法	mIU/mL	276	193-359
	Roche cobas e 801	电化学发光法	mIU/mL	253	177-329
	Roche cobas e 602	电化学发光法	mIU/mL	251	175-326
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	mIU/mL	350	245-454
	Maccura i 3000S	化学发光法	mIU/mL	318	223-414
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	IU/L	240	168-313
	Mindray CL-8000i	化学发光法	IU/L	240	168-312
NSE	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	68.3	47.8-88.8
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	70.8	49.6-92.0
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	108	75.3-140
	Mindray CL-8000i	化学发光法	μg/L	33.9	23.7-44.1
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	ng/mL	66.9	46.8-87.0
	Maccura i3000	化学发光法	ng/mL	33.6	23.5-43.7
Tg	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	198	139-258
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	154	107-200
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	177	124-229
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	154	108-200
	Maccura i 3000S	化学发光法	ng/mL	143	99.8-185
	Mindray CL-8000i	化学发光法	ng/mL	177	124-230
PRL	Roche cobas e 411	电化学发光法	μIU/mL	2942	2059-3824
	Roche cobas e 801	电化学发光法	μIU/mL	2415	1690-3139
	Maccura i 3000S	化学发光法	ng/mL	162	113-210
	AutoLumo A6200	化学发光法	μIU/mL	3180	2226-4134
PAP	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	44.5	31.2-57.9

Calcitonin	Roche cobas e 411	电化学发光法	pg/mL	710	497-923
	Mindray CL-8000i	化学发光法	pg/mL	432	303-562
	Maccura i 3000S	化学发光法	pg/mL	575	403-748
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	pg/mL	389	272-506
S-100	Roche cobas e 411	电化学发光法	ug/L	3.40	2.38-4.42
HE4	Roche cobas e 411	电化学发光法	pmol/L	740	518-962
	Roche cobas e 801	电化学发光法	pmol/L	635	444-825
	Mindray CL-8000i	化学发光法	pmol/L	635	445-826
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	pmol/L	820	574-1066
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	pmol/L	779	546-1013
SCC	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	18.1	12.6-23.5
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	16.2	11.3-21.1
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	71.2	49.8-92.5
	Mindray CL-8000i	化学发光法	ng/mL	13.1	9.19-17.1
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	ng/mL	12.7	8.89-16.5
	Maccura i3000	化学发光法	ng/mL	25.0	17.5-32.6
pro-GRP	Roche cobas e 411	电化学发光法	pg/mL	1791	1253-2328
	Roche cobas e 801	电化学发光法	pg/mL	1640	1148-2131
	Maccura i 3000S	化学发光法	pg/mL	1015	711-1320
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	pg/mL	1134	794-1474
	Mindray CL-8000i	化学发光法	pg/mL	1092	764-1420
	AutoLumo A6200	化学发光法	pg/mL	1133	793-1473
	Maccura i3000	化学发光法	pg/mL	983	688-1278
PGI	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	109	76.5-142
	Mindray CL-8000i	化学发光法	ng/mL	74.0	51.8-96.3
	AutoLumo A6200	化学发光法	ng/mL	73.7	51.6-95.8
PGII	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	42.3	29.6-55.0
	Mindray CL-8000i	化学发光法	ng/mL	28.4	19.9-36.9
	AutoLumo A6200	化学发光法	ng/mL	27.0	18.9-35.1

注：以上靶值及范围具有批特异性，仅供本批质控品参考。因所用技术、仪器、试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据，根据良好的实验室规范要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值和可接受范围。