

肿瘤标志物复合非定值质控品赋值表
(批号: 水平 2: 202409001)

项目	仪器型号	方法学	单位	水平 2	
				靶值	范围
AFP	Roche cobas e 411	电化学发光法	IU/mL	67.2	47.1-87.4
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	68.4	47.9-88.9
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	59.1	41.4-76.8
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	54.2	38.0-70.5
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	61.2	42.9-79.6
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/ml	54.3	38.0-70.6
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	ng/mL	58.8	41.1-76.4
CEA	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	17.7	12.4-23.0
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	17.3	12.1-22.5
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	18.2	12.7-23.7
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	41.6	29.1-54.0
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	34.8	24.3-45.2
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/ml	29.1	20.4-37.8
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	ng/mL	32.4	22.7-42.2
CA125	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	71.4	50.0-92.8
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	63.6	44.5-82.6
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	U/mL	96.4	67.5-125
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	U/mL	124	86.7-161
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	U/mL	80.0	56.0-104
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	U/mL	84.7	59.3-110
CA19-9	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	89.2	62.4-116
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	90.4	63.3-118
	Roche cobas e 602	电化学发光法	U/mL	75.0	52.5-97.5
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	U/mL	84.9	59.4-110
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	U/mL	754	528-980
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	U/mL	124	86.8-161
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	U/mL	92.3	64.6-120
CA15-3	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	61.1	42.8-79.4
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	56.5	39.5-73.4
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	IU/mL	57.3	40.1-74.5
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	U/mL	59.4	41.6-77.2
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	U/mL	22.1	15.5-28.8
	AutoLumo A2000 Plus	化学发光法	U/mL	58.3	40.8-75.8
CA72-4	Roche cobas e 411	电化学发光法	U/mL	19.6	13.7-25.4
	Roche cobas e 801	电化学发光法	U/mL	20.6	14.4-26.8
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	U/mL	12.1	8.48-15.7
CA50	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	U/mL	57.3	40.1-74.5
CA242	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	U/mL	16.2	11.4-21.1

tPSA	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	3.47	2.43-4.51
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	3.61	2.53-4.69
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	3.46	2.42-4.50
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	2.97	2.08-3.86
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	3.00	2.10-3.90
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	3.90	2.73-5.07
fPSA	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	3.22	2.25-4.18
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	3.12	2.18-4.05
	Roche cobas e 602	电化学发光法	ng/mL	3.34	2.34-4.35
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	2.63	1.84-3.42
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	3.55	2.49-4.62
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	4.31	3.02-5.60
FERR	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	457	320-595
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	398	279-518
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	402	281-522
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	338	237-439
	AutoLumo A6200	化学发光法	ng/mL	571	400-742
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	ng/mL	548	384-712
β2-MG	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	μg/mL	2.99	2.09-3.89
	LABOSPECT 008AS	胶乳免疫比浊法	mg/L	4.57	3.20-5.94
CYFRA 21-1	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	21.8	15.2-28.3
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	18.8	13.1-24.4
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	23.4	16.4-30.5
hCG-β	Roche cobas e 411	电化学发光法	mIU/mL	69.7	48.8-90.6
	Roche cobas e 801	电化学发光法	mIU/mL	63.1	44.2-82.1
	Roche cobas e 602	电化学发光法	mIU/mL	65.3	45.7-84.9
	Abbott ARCHITECT i1000SR	化学发光法	mIU/mL	70.0	49.0-91.0
	Maccura i 3000S	化学发光法	mIU/mL	65.3	45.7-84.9
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	IU/L	76.1	53.2-98.9
NSE	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	27.5	19.2-35.7
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	35.7	25.0-46.4
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	49.8	34.8-64.7
Tg	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	52.6	36.8-68.3
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	43.2	30.2-56.1
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	39.4	27.6-51.3
	Beckman Coulter Unicel DxI 800	化学发光法	ng/mL	46.8	32.7-60.8
PRL	Roche cobas e 411	电化学发光法	μIU/mL	870	609-1131
	Roche cobas e 801	电化学发光法	μIU/mL	801	561-1042
	KANGRUN Kaeser 6600	化学发光法	ng/mL	47.9	33.5-62.2
	AutoLumo A6200	化学发光法	ng/mL	1009	707-1312
	Maccura i 3000S	化学发光法	ng/mL	35.3	24.7-45.9
PAP	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	10.2	7.15-13.3
Calcitonin	Roche cobas e 411	电化学发光法	pg/mL	165	115-214
	Mindray CL-6200i	化学发光法	pg/mL	98.3	68.8-128
S-100	Roche cobas e 411	电化学发光法	ug/L	0.877	0.614-1.14

HE4	Roche cobas e 411	电化学发光法	pmol/L	98.8	69.1-128
	Roche cobas e 801	电化学发光法	pmol/L	94.2	66.0-122
	Mindray CL-6200i	化学发光法	pmol/L	82.7	57.9-107
	Abbott ACCELERATOR A3600	化学发光法	pmol/L	101	70.9-132
SCC	Roche cobas e 411	电化学发光法	ng/mL	6.28	4.40-8.16
	Roche cobas e 801	电化学发光法	ng/mL	6.32	4.42-8.21
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	ng/mL	27.8	19.4-36.1
pro-GRP	Roche cobas e 411	电化学发光法	pg/mL	201	141-261
	Roche cobas e 801	电化学发光法	pg/mL	192	135-250
	Maccura i 3000S	化学发光法	pg/mL	78.4	54.9-102
	Snibe MAGLUMI X8	化学发光法	pg/mL	125	87.2-162
	AutoLumo A2000	化学发光法	pg/mL	123	86.3-160
PGI	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	58.4	40.9-75.9
	AutoLumo A2000	化学发光法	ng/mL	36.3	25.4-47.2
PGII	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	17.0	11.9-22.1
	AutoLumo A2000	化学发光法	ng/mL	10.5	7.33-13.6

注：以上靶值及范围具有批特异性，仅供本批质控品参考。因所用技术、仪器、试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据，根据良好的实验室规范要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值和可接受范围。