

心肌标志物复合非定值质控品

Unassayed Cardiac Markers Control

独立的第三方质控品



覆盖全面



复合质控



靶值精准



人源基质



干粉型

心肌标志物复合非定值质控品(干粉型)

Unassayed Cardiac Markers Control

本产品为非定值质控品, 包含8项心肌标志物, 适用于心肌标志物检测时的室内质量控制, 可用于监测和控制临床实验室检测方法的精密度, 适用于化学发光等分析平台。

产品特点

- **全面:** 涵盖全面的心肌标志物分析物, 有效减少实验室必备质控品的种类和数量
- **高效:** 干粉型, 3水平复合质控品, 提高质控效率, 满足个性化临床监测需求
- **适宜:** 人源血清基质, 浓度设计更符合医学决定水平
- **独立:** 独立、客观、无偏倚的第三方质控品

菁良先进的质控品制作工艺, 保证不同批次质控品中分析物浓度的稳定性, 为实验室提供统一标准的质控品。
未开瓶: 2-8℃, 36个月; 复溶后: 2~8℃, 大部分分析物保存10天。

*具体详见说明书

心肌标志物复合非定值质控品(干粉型) 分析物			
肌酸激酶同工酶质量 CK-MB mass	C反应蛋白 CRP	肌钙蛋白I cTnI	肌钙蛋白T cTnT
肌红蛋白 MYO	N端B型脑钠肽前体 NT-proBNP	脑钠肽 BNP	同型半胱氨酸 HCY

订购信息

产品货号	产品描述	产品规格
GW-UCCC011	心肌标志物复合非定值质控品水平1	6 x 2 mL
GW-UCCC012	心肌标志物复合非定值质控品水平2	6 x 2 mL
GW-UCCC013	心肌标志物复合非定值质控品水平3	6 x 2 mL
GW-UCCC014	心肌标志物复合非定值质控品三水平组合套装1	3 x 2 x 2 mL
GW-UCCC015	心肌标志物复合非定值质控品三水平组合套装2	3 x 1 x 2 mL