

凝血八项非定值质控品赋值表

(水平 2 批号: 202410001)

项目	仪器型号	单位	水平 2	
			靶值	范围
活化部分凝血活酶时间 (APTT)	Sysmex CS-5100	Seconds	67.13	53.7~80.6
	Werfen ACLTOP750	Seconds	56.20	45~67.4
	Mindray Exc810	Seconds	91.74	73.4~110.1
	Stago STA-R Evoiution	Seconds	77.00	61.6~92.4
	Succeeder SF-8100	Seconds	75.70	60.6~90.8
凝血酶原时间 (PT)	Sysmex CS-5100	Seconds	27.03	21.6~32.4
	Werfen ACLTOP750	Seconds	29.53	23.6~35.4
	Mindray Exc810	Seconds	23.09	18.5~27.7
	Stago STA-R Evoiution	Seconds	28.27	22.6~33.9
	Succeeder SF-8100	Seconds	28.97	23.2~34.8
凝血酶原时间 (PT) (INR)	Sysmex CS-5100	INR	2.28	1.82~2.74
	Werfen ACLTOP750	INR	2.71	2.17~3.25
	Mindray Exc810	INR	1.86	1.49~2.24
凝血酶原时间 (PT) (%)	Sysmex CS-5100	%	21.93	17.5~26.3
	Werfen ACLTOP750	%	29.00	23.2~34.8
	Mindray Exc810	%	31.26	25~37.5
凝血酶时间 (TT)	Sysmex CS-5100	Seconds	17.93	14.3~21.5
	Werfen ACLTOP750	Seconds	24.13	19.3~29
	Mindray Exc810	Seconds	20.43	16.3~24.5
	Stago STA-R Evoiution	Seconds	16.93	13.5~20.3
	Succeeder SF-8100	Seconds	18.37	14.7~22
抗凝血酶 III (AT-III)	Sysmex CS-5100	%	46.60	37.3~55.9
	Werfen ACLTOP750	%	40.33	32.26~48.4
	Mindray Exc810	%	43.60	34.9~52.3
	Stago STA-R Evoiution	%	48.00	38.4~57.6
D-二聚体 (D-Dimer) (FEU)	Sysmex CS-5100	mg/L	4.12	3.3~4.94
	Mindray Exc810	µg/mL	2.93	2.34~3.52
	Stago STA-R Evoiution	mg/L	1.47	1.18~1.76
	Succeeder SF-8100	µg/mL	1.66	1.33~2
D-二聚体 (D-Dimer) (DDU)	Werfen ACLTOP750	ng/mL	992.67	794.1~1191.2
纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP)	Sysmex CS-5100	mg/L	7.73	6.18~9.28
	Werfen ACLTOP750	µg/mL	6.18	4.94~7.42
	Mindray Exc810	µg/mL	9.41	7.53~11.29
	Stago STA-R Evoiution	µg/mL	5.44	4.35~6.53

纤维蛋白原 (FIB)	Sysmex CS-5100	g/L	1.33	1.07~1.6
	Werfen ACLTOP750	g/L	1.26	1.01~1.51
	Mindray Exc810	mg/dL	157.67	126.1~189.2
	Stago STA-R Evoiution	g/L	1.44	1.15~1.72
	Succeeder SF-8100	g/L	1.54	1.23~1.85
纤溶酶原 (PLG)	Sysmex CS-5100	%	48.3	38.6~57.9

注：以上靶值及范围具有批特异性，仅供本批质控品参考。因所用技术、仪器、试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据，根据良好的实验室规范要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值和可接受范围。