

凝血八项非定值质控品赋值表

(水平3 批号: 202410001)

项目	仪器型号	单位	水平3	
			靶值	范围
活化部分凝血活酶时间 (APTT)	Sysmex CS-5100	Seconds	110.00	88~132
	Werfen ACLTOP750	Seconds	87.27	69.8~104.7
	Mindray Exc810	Seconds	162.28	129.8~194.7
	Stago STA-R Evoiution	Seconds	105.0	84~126
	Succeeder SF-8100	Seconds	99.63	79.7~119.6
凝血酶原时间 (PT)	Sysmex CS-5100	Seconds	37.73	30.2~45.3
	Werfen ACLTOP750	Seconds	44.53	35.6~53.4
	Mindray Exc810	Seconds	29.14	23.3~35
	Stago STA-R Evoiution	Seconds	39.77	31.8~47.7
	Succeeder SF-8100	Seconds	46.37	37.1~55.6
凝血酶原时间 (PT) (INR)	Sysmex CS-5100	INR	3.27	2.62~3.92
	Werfen ACLTOP750	INR	4.11	3.29~4.93
	Mindray Exc810	INR	2.34	1.87~2.81
凝血酶原时间 (PT) (%)	Sysmex CS-5100	%	13.60	10.9~16.3
	Werfen ACLTOP750	%	18.33	14.66~22
	Mindray Exc810	%	23.40	18.7~28.1
凝血酶时间 (TT)	Sysmex CS-5100	Seconds	15.63	12.5~18.8
	Werfen ACLTOP750	Seconds	23.93	19.1~28.7
	Mindray Exc810	Seconds	23.22	18.6~27.9
	Stago STA-R Evoiution	Seconds	15.50	12.4~18.6
	Succeeder SF-8100	Seconds	17.07	13.7~20.5
抗凝血酶 III (AT-III)	Sysmex CS-5100	%	29.40	23.5~35.3
	Werfen ACLTOP750	%	30.67	24.54~36.8
	Mindray Exc810	%	26.37	21.1~31.6
	Stago STA-R Evoiution	%	28.50	22.8~34.2
D-二聚体 (D-Dimer) (FEU)	Sysmex CS-5100	mg/L	5.78	4.62~6.93
	Mindray Exc810	µg/mL	4.72	3.77~5.66
	Stago STA-R Evoiution	mg/L	2.02	1.62~2.42
	Succeeder SF-8100	µg/mL	2.02	1.61~2.42
D-二聚体 (D-Dimer) (DDU)	Werfen ACLTOP750	ng/mL	1676.00	1340.8~2011.2
纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP)	Sysmex CS-5100	mg/L	9.10	7.28~10.92
	Werfen ACLTOP750	µg/mL	8.29	6.63~9.95
	Mindray Exc810	µg/mL	12.37	9.9~14.84
	Stago STA-R Evoiution	µg/mL	7.54	6.03~9.05

纤维蛋白原 (FIB)	Sysmex CS-5100	g/L	1.30	1.04~1.56
	Werfen ACLTOP750	g/L	1.20	0.96~1.44
	Mindray Exc810	mg/dL	152.00	121.6~182.4
	Stago STA-R Evoiution	g/L	1.41	1.12~1.69
	Succeeder SF-8100	g/L	1.52	1.22~1.82
纤溶酶原 (PLG)	Sysmex CS-5100	%	29.5	23.6~35.4

注：以上靶值及范围具有批特异性，仅供本批质控品参考。因所用技术、仪器、试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据，根据良好的实验室规范要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值和可接受范围。