

肿瘤标志物复合非定值质控品赋值表（批号：202401301）

项目	仪器型号	方法学	单位	水平 1		水平 2		水平 3	
				靶值	范围	靶值	范围	靶值	范围
CA50	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	U/mL	21	14.7-27.3	52.9	37-68.8	123	86.1-160
CA242	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	U/mL	10.6	7.42-13.8	20.3	14.2-26.4	41	28.7-53.3
β2-MG	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	μg/mL	1.17	0.819-1.52	2.89	2.02-3.76	5.1	3.57-6.63
PAP	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	2.1	1.47-2.73	8.32	5.82-10.8	34.4	24.1-44.7
PGI	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	38.6	27.02-50.2	75.9	53.1-98.7	120	84-156
PGII	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	8.72	6.1-11.3	18.8	13.2-24.4	43.5	30.5-56.6
S-100	Snibe MAGLUMI X3	化学发光法	ng/mL	0.042	0.029-0.055	0.399	0.279-0.519	0.645	0.452-0.839
Ferritin	Roche cobas e411	电化学发光法	ng/mL	37.45	26.22-48.69	484.5	339.2-629.9	955.3	668.7-1242
PRL	Roche cobas e411	电化学发光法	μIU/mL	51.50	36.05-66.95	204.2	142.9-265.5	1152	806.4-1498
β-hCG	Roche cobas e411	电化学发光法	mIU/mL	19.87	13.91-25.83	54.82	38.37-71.27	256.6	179.6-333.6
Calcitonin	Roche cobas e411	电化学发光法	pg/mL	11.77	8.24-15.30	164.4	115.1-213.7	549.4	384.6-714.2
CA15-3	Roche cobas e411	电化学发光法	U/mL	28.77	20.14-37.40	66.49	46.54-86.44	104.9	73.43-136.4

CA19-9	Roche cobas e411	电化学发光法	U/mL	31.44	22.01-40.87	72.97	51.08-94.86	175.1	122.6-227.6
CA125	Roche cobas e411	电化学发光法	U/mL	23.35	16.35-30.36	78.83	55.18-102.5	220.6	154.4-286.8
CA72-4	Roche cobas e411	电化学发光法	U/mL	6.63	4.64-8.62	15.63	10.94-20.32	48.59	34.01-63.17
fPSA	Roche cobas e411	电化学发光法	ng/mL	0.386	0.270-0.502	2.62	1.83-3.41	11.21	7.88-14.57
AFP	Roche cobas e411	电化学发光法	IU/mL	6.21	4.35-8.07	60.63	42.44-78.82	165.2	115.6-214.8
CEA	Roche cobas e411	电化学发光法	ng/mL	8.61	6.03-11.19	18.68	13.08-24.28	52.03	36.42-67.64
tPSA	Roche cobas e411	电化学发光法	ng/mL	0.429	0.300-0.558	2.70	1.89-3.51	11.80	8.26-15.34
HE4	Roche cobas e411	电化学发光法	pmol/L	55.01	38.51-71.51	139.5	97.65-181.4	272.9	191.0-354.8
ProGRP	Roche cobas e411	电化学发光法	pg/mL	33.45	23.42-43.49	143.7	100.6-186.8	1603	1122-2084
CYFRA 21-1	Roche cobas e411	电化学发光法	ng/mL	5.36	3.75-6.97	25.85	18.10-33.61	88.27	61.79-114.8
NSE	Roche cobas e411	电化学发光法	ng/mL	1.84	1.29-2.39	13.49	9.44-17.54	46.51	32.56-60.46
SCCA	Roche cobas e411	电化学发光法	ng/mL	0.719	0.503-0.935	4.54	3.18-5.90	24.11	16.88-31.34
Tg	Roche cobas e411	电化学发光法	ng/mL	5.61	3.92-7.29	62.45	43.72-81.19	225.6	157.9-293.3

注：以上靶值及范围具有批特异性，仅供本批质控品参考。因所用技术、仪器、试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据，根据良好的实验室规范要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值和可接受范围。